

Θέστε τα δίκτυά σας
υπό δοκιμή, χάρη στις
αντλίες VIRAX!



Ακρίβεια, μικρό μέγεθος και βάρος για τις δοκιμές στεγανότητας των δικτύων σας.

 **virax**



Μεταφέρετε εύκολα την αντλία δοκιμής σας, χάρη σε ένα μηχανισμό ασφάλισης του μοχλού.

☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262005 ☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262015 ☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262035

Εργαστείτε άνετα με το μοχλό Soft touch®.

☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262005 ☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262015 ☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262035

Αντλήστε, δοκιμάστε και εκκενώστε με ένα μόνο κουμπί.

☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262005 ☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262015 ☑ ΚΩΔΙΚΟΣ 262035

3 μοντέλα αντλιών για να πραγματοποιείτε τις δοκιμές στεγανότητας των δικτύων σας!

Εξαρτήματα σειράς:

Πλαστική δεξαμενή:

- Ανθεκτική στους κραδασμούς και ελαφριά.
- Μικρό μέγεθος για τους στενούς χώρους.

Εύκαμπτος αγωγός 1,50 μέτρου:

- Πιο πρακτικός χειρισμός.

Μανόμετρο υψηλής πίεσης:

- Αποτέλεσμα μεγάλης ακρίβειας με μανόμετρο κλάσεως 1.6.
- Ευκολότερη ανάγνωση με κλίμακα 1 bar.



Κωδικός 262005



Κωδικός 262015



Κωδικός 262035

Χαρακτηριστικά

Περιγραφή	Χωρητικότητα δεξαμενής (L)	Πίεση μέγιστη (bar)	Συνοδευόμενοι σύνδεσμοι	Συμβατά υγρά	Παρεχόμενος εύκαμπτος αγωγός υψηλής πίεσης	Κωδικός
Αντλία δοκιμής υψηλής πίεσης	10	100	3/8" και 1/2"	Νερό, Λάδι, Γλυκόλη*	1,5 μέτρο	262005
Αντλία δοκιμής μεγάλου όγκου	10	50				262015
Συμπαγής αντλία δοκιμής	5	50				262035

*απαιτείται ξέπλυμα μετά τη χρήση.

Αξεσουάρ

Περιγραφή	Κωδικός
Μανόμετρο 50 bar με πιστοποιητικό βαθμονόμησης	753447
Μανόμετρο 100 bar με πιστοποιητικό βαθμονόμησης	753448
Μανόμετρο υψηλής ακρίβειας - 15 bar, κλίμακα 0,5 bar	753449

Αξεσουάρ που διατίθενται ξεχωριστά και απαιτούν συναρμολόγηση από το χρήστη.

www.virax.com

39, quai de Mame - BP 197 - F 51206 Epemay Cedex
www.virax.com

Service client France - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 78

Fax:+33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

International Customer Service - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 97

Fax:+33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com



ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΕΠΕ

Αργοναυτών 7-9, 151 26 Μαρούσι

Τηλ. 210-8062811 ή 12, Fax 210-8029352

info@barberis.gr