

*Sprawdź sieć
za pomocą pompy
VIRAX!*



Precyzja, zwartość i lekkość w czasie testów szczelności.

 **virax**



Łatwy transport pompy testowej dzięki mechanizmowi blokowania do dźwigni.

✓ NR KAT. 262005 ✓ NR KAT. 262015 ✓ NR KAT. 262035

Wygodna praca z dźwignią Soft touch®.

✓ NR KAT. 262005 ✓ NR KAT. 262015 ✓ NR KAT. 262035

Pompowanie, testowanie i odpowietrzanie jednym przyciskiem.

✓ NR KAT. 262005 ✓ NR KAT. 262015 ✓ NR KAT. 262035

3 modele pomp do realizacji testów szczelności!

Wyposażenie seryjne:

Zbiornik plastikowy:

- Lekki i odporny na uderzenia.
- Zredukowane wymiary do miejsc trudno dostępnych.

Przewód 1,50 m:

- Praktyczna obsługa.

Manometr wysokociśnieniowy:

- Precyzyjne wyniki dzięki manometrowi klasy 1.6.
- Łatwy odczyt z podziałką 1 bar.



Nr kat.262005



Nr kat.262015



Nr kat.262035

Dane techniczne

Opis	Pojemność zbiornika (L)	Ciśnienie maksymalne (bar)	Złącza w zestawie	Obsługiwane płyny	Przewód wysokociśnieniowy w zestawie	Nr kat.
Wysokociśnieniowa pompa testowa	10	100	3/8" i 1/2"	Woda, olej, glikol*	1,5 m	262005
Pompa testowa do dużych objętości	10	50				262015
Kompaktowa pompa testowa	5	50				262035



*wymaga płukania po użyciu.

Akcesoria

Opis	Nr kat.
Manometr 50 bar z certyfikatem wzorcowania	753447
Manometr 100 bar z certyfikatem wzorcowania	753448
Manometr precyzyjny - 15 bar z podziałką 0,5 bar	753449



Akcesoria dostarczane oddzielnie i montowane przez użytkownika.

www.virax.com

39, quai de Marne - BP 197 - F - 51206 Epemay Cedex
www.virax.com

Dział Obsługi Klientów na terenie Francji - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78

Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

Międzynarodowy Dział Obsługi Klientów - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97

Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com



VIRAX Polska

office.poland@virax.com